



Rozmiar: obwód w pasa
w cm



Pas przepuklinowy
GIBORTHO®



Pas przepuklinowy
GIBORTHO® mocny



GIB'HOT® okład
rozgrzewający i maxi
okład rozgrzewający
GIB'HOT®

PASY PRZEPUKLINOWE AKCESORIA

PAS PRZEPUKLINOWY GIBORTHO®

- > Stabilizacja przedoperacyjna jedno lub obustronnej przepukliny pachwinowej, stabilizacja przepukliny łatwej do odprowadzenia.
- > Do stosowania długoterminowego.
- > Stabilizacja pooperacyjna.

	76-89	89-104	104-117	
<input type="checkbox"/> 6089	1	2	3	Peloty i paski pachwinowe odpinane do zastosowania jednostronnego.

Akcesoria wymienne

- 6115 Pelota: jeden rozmiar: Lewa / Prawa
- 6116 Paski pachwinowe; rozmiar uniwersalny

PAS PRZEPUKLINOWY GIBORTHO® MOCNY

- > Stabilizacja przepukliny jedno lub obustronnej, odprowadzalnej.
- > Do stałego, codziennego użytkowania (przepukliny nieoperacyjne).

	75-90	90-105	105-120	
<input type="checkbox"/> 6351	1	2	3	Peloty i paski pachwinowe odpinane do zastosowania jednostronnego.

Akcesoria wymienne

- 6358 Pelota: jeden rozmiar: Lewa / Prawa
- 6367 Pelota: jeden rozmiar: Lewa / Prawa
- 6359 Paski pachwinowe; rozmiar uniwersalny

GIB'HOT® OKŁAD ROZGRZEWAJĄCY I MAXI OKŁAD ROZGRZEWAJĄCY GIB'HOT®

- > Okład rozgrzewający do stosowania miejscowego.
- > Wyzwolenie reakcji termicznej poprzez uciśnięcie blaszki wewnątrz okładu GIB'HOT®.

	1 (para)
<input type="checkbox"/> 6315	11,5 x 8 cm
	1 (sztuka)
<input type="checkbox"/> 6335	11,5 x 26,5 cm

Naturalne źródło ciepła około: 52 stopnie, 30 minut, do wielokrotnego użytku, po zregenerowaniu we wrzątku, aż do uzyskania przejrzystości zawartego płynu (od około 5 do 10 minut) pozostawić w wodzie do wystygnięcia
Skład: 3-hydrat octanu sodu
pH: 8,5