


HIGHLIGHTS



AlignerFlow LC

Zaczepy w leczeniu nakładkami

**MODNY I PRAWIE
NIEWIDOCZNY**

Futurabond® U

**ŁATWE ŁĄCZENIE,
NAWET
W NAJTRUDNIEJSZYCH
PRZYPADKACH**

Następna generacja – Admira® Fusion 5

Biozgodny uniwersalny ORMOCER®

**Z UPROSZCZONYM
SYSTEMEM ODCIENI**

Admira® Fusion 5

Uniwersalny nanohybrydowy
ORMOCER®owy materiał
do wypełnień z uproszczonym
systemem odcieni

AlignerFlow LC

Nanohybrydowy
materiał kompozytowy
do wykonywania zaczepów
nakładek

Futurabond® U

Jedyny podwójnie
utwardzalny uniwersalny
system wiążący
w opakowaniach *SingleDose*

Admira® Fusion 5

Czy potrzebujesz najnowocześniejszego, uniwersalnego materiału do wypełnień, który spełnia wysokie wymagania estetyczne Twoich pacjentów, a jednocześnie sprawia, że codzienna praca staje się niezwykle prosta? Jeżeli tak, Admira Fusion 5 jest rozwiązaniem dla Ciebie. Uproszczony system składający się z 5 odcieni Cluster-Shades umożliwia zastąpienie wszystkich 16 odcieni VITA® classical, eliminując potrzebę zastosowania wielu odcieni w technice warstwowej czy użycia dodatkowego blokera lub materiału opakerowego. Mając tylko pięć odcieni w gabinecie jesteś optymalnie przygotowany na wszystkie przypadki i możesz znacznie zmniejszyć Twoje zapasy produktów.



Przy zakupie zestawu próbnego oszczędzasz

28%*

System odcieni Cluster-Shade

Łączy 16 klasycznych odcieni VITA® w zaledwie pięć odcieni oferowanych przez Admira Fusion 5

Tylko 10 sekund utwardzania światłem każdego z odcieni.



Przy zakupie zestawu oszczędzasz

20%*

Innowacyjne połączenie technologii nanohybrydowej i ORMOCER®ów, w których zarówno wypełniacze, jak i matryca kompozytowa oparte są na tlenku krzemu, niesie ze sobą ogromne korzyści: czysto ceramiczny materiał do wypełnień bez klasycznych monomerów o doskonałych

właściwościach fizycznych.

Admira Fusion 5 jest wyjątkowo stabilnym materiałem i ma zdecydowanie najniższy skurcz polimerizacyjny (1,25 % obj.) w porównaniu z konwencjonalnymi kompozytami.

Wypróbuj to!

Zestaw strzykawki

Strzykawki 5 × 3 g (A1, A2, A3, A3.5, A4), + karta odcieni

REF 6225

Zestaw caps

Caps 75 × 0,2 g (po 15 A1, A2, A3, A3.5, A4), + karta odcieni

REF 6235

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie www.voco.dental lub w katalogu produktów.

Admira Fusion 5

VITA® classical

A1				A2			A3			A3.5					A4	
A1	B1	C1	D2	A2	B2		A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

„Ze względu na moje wysokie wymagania estetyczne początkowo byłem sceptycznie nastawiony do informacji, że wszystkie ubytki rzeczywiście można wypełnić estetycznie stosując zaledwie 5 odcieni. Teraz jestem zachwycony efektem końcowym. Materiał do wypełnień nie jest widoczny. Ponadto, bardzo dobrze adaptuje się do ubytku i nie klei się do narzędzi.“

Dr Hanke Faust, Niemcy

Zalety w skrócie:

- wszystkie 16 odcieni VITA® classical można zastąpić zaledwie 5 odcieniami Cluster-Shades
- tylko 10 sekund utwardzania światłem dla wszystkich odcieni
- doskonała biogodność, ze względu na brak klasycznych monomerów
- zdecydowanie najniższy skurcz polimerizacyjny (1,25 % obj.)
- zgodność ze wszystkimi konwencjonalnymi systemami łączącymi



*w porównaniu z zakupem pojedynczej sztuki

AlignerFlow LC

Leczenie z użyciem alignerów na stałe weszło do spektrum zabiegów oferowanych przez gabinety stomatologiczne i ortodontyczne, w których dużą rolę odgrywają mocowania. Do wykonania precyzyjnych zaczepów w przypadku nakładek stosuje się specjalne kompozyty. Materiały takie muszą charakteryzować się stabilnością przez cały okres leczenia. Powinny także zapewnić bezpieczne i całkowite ich usunięcie z powierzchni zębów po zakończeniu leczenia.

AlignerFlow LC firmy VOCO to nanohybrydowy kompozyt z efektem fluorescencyjnym, specjalnie zaprojektowany do zastosowania z nakładkami. Materiał jest widoczny w świetle UV-A, co zapewnia kontrolę zaczepów oraz gwarantuje precyzyjną identyfikację i delikatne usunięcie wszelkich pozostałości produktu z powierzchni szkliwa po zakończeniu leczenia. Ten dostępny w najbardziej popularnych odcieniach produkt spełnia również estetyczne wymagania terapii alignerami.




AlignerFlow LC

Strzykawki 2 x 2 g A1 REF 1526

Strzykawki 2 x 2 g A2 REF 1527

Strzykawki 2 x 2 g A3 REF 1528



Zaczepy wykonane z materiału AlignerFlow LC

Dzięki dużej zawartości wypełniacza (83 % wag.) zaczepy wykonane z AlignerFlow LC wykazują wysoką stabilność i odporność na ścieranie. Dzięki temu siła wprowadzana przez nakładki jest przenoszona całkowicie poprzez zaczep na zęby podczas całego leczenia.

Powstanie AlignerFlow LC jest efektem dwudziestoletniego doświadczenia firmy VOCO z milionami skutecznych zabiegów, przeprowadzonych z użyciem płynnych kompozytów.

Zalety w skrócie:

- Bezpieczne szlifowanie i usuwanie w świetle UV-A
- Precyzyjne nałożenie z doskonałym zapływowaniem
- Utwardzanie światłem przez przezroczystą szynę szablonową
- Stabilność i odporność na ścieranie przez cały okres leczenia
- Przyjemna estetyka w odcieniach zębów



„Nakładki Aligner to dla nas rutyna: ich dopasowanie i kształt decydują o powodzeniu leczenia. Płynny kompozyt, który w świetle UV-A zapewnia pełną kontrolę zastosowania i późniejszego usuwania oferuje prawdziwe korzyści. Materiał jest również szybszy w użyciu.”

Dentysta Thomas Kober, Niemcy

Doskonała kontrola wzrokowa w świetle UV-A

Aplikacja i obsługa – bardzo proste:

AlignerFlow LC stosuje się zawsze z systemem wiążącym do szkliwa i zębiny. Materiał nakłada się do szyny szablonowej.

Po wprowadzeniu do szyny produkt doskonale adaptuje się do zagłębień w jej wewnętrznej powierzchni bez pęcherzy powietrza, a jego ilość można precyzyjnie kontrolować. Następnie utwardza się materiał światłem lampy przez przezroczystą powierzchnię szyny.

AlignerFlow LC jest dostępny w strzykawkach NDT 2 x 2 g, które zapobiegają jego wyciekaniu i kapaniu.

Dołączone do zestawów końcówki aplikacyjne (średnica 0,9 mm i 1,2 mm) umożliwiają bezpośrednie nakładanie materiału do szyny szablonu. Można je stosować do wykonania szczególnie małych zaczepów, rozległych retainerów językowych czy elementów okluzyjnych w technikach iniekcyjnych.

Admira® Fusion

- Pierwszy na świecie materiał do wypełnień na bazie czystej ceramiki
- Zdecydowanie najmniejszy skurcz polimeryzacyjny (1,25 % obj.) i bardzo niski poziom naprężeń skurczowych w porównaniu ze wszystkimi konwencjonalnymi kompozytami do wypełnień
- Obojętny chemicznie, doskonałe biogodny i odporny na przebarwienia
- Wygoda pracy, proste polerowanie na wysoki połysk w połączeniu z wysoką twardością powierzchni gwarantują trwałe wypełnienia najwyższej klasy

Uniwersalny nanohybrydowy ORMOCER®owy materiał do wypełnień



4 + 1
uzupełnienia¹

Admira Fusion	Uniwersalny nanohybrydowy ORMOCER®owy materiał do wypełnień	Uzupełnienie: caps	Caps 15 × 0,2 g	różne kolory ²
		Uzupełnienie: strzykawki	Strzykawki 3 g	różne kolory ²
		Zestaw strzykawki + system łączący	Strzykawki 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + kolornik + Futurabond U <i>SingleDose</i> 20 szt. + akcesoria	REF 2750
		Zestaw caps + system łączący	Caps 75 × 0,2 g (po 15 × A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + kolornik + Futurabond U <i>SingleDose</i> 20 szt. + akcesoria	REF 2780
Admira Fusion Flow	Płynny, światłoutwardzalny nanohybrydowy materiał do wypełnień na bazie ORMOCER®ów	Uzupełnienie: strzykawki	Strzykawki 2 × 2 g	różne kolory ²
		Zestaw strzykawki	Strzykawki 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, W0) + kolornik + akcesoria	REF 2816
Admira Fusion x-tra	Nanohybrydowy ORMOCER® do wypełnień w warstwie do 4 mm	Uzupełnienie: strzykawki	Strzykawki 3 g (uniwersalny)	REF 2810
		Uzupełnienie: caps	Caps 15 × 0,2 g (uniwersalny)	REF 2811
Admira Fusion x-base	Płynny nanohybrydowy ORMOCER® stosowany jako podkład, warstwa do 4 mm	Uzupełnienie: strzykawki	Strzykawki 2 × 2 g (uniwersalny)	REF 2812

²Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie www.voco.dental lub w katalogu produktów.

ORMOCER® = wysoka biogodność

Admira Fusion nie zawiera klasycznych monomerów, takich jak BisGMA, TEGDMA czy HEMA, co pozwoliło wyeliminować potencjalne uwalnianie tych substancji z utwardzonego materiału. Zastosowane w ich miejsce ORMOCER®y (organicznie modyfikowana ceramika) zbudowane są z dużych i wstępnie skondensowanych cząsteczek matrycy nieorganicznej o wysokim stopniu usieciowania. Dzięki temu Admira Fusion charakteryzuje się wyśmienitą zgodnością biologiczną.^[1]

[1] Leyhausen et al., Hannover Medical School, report to VOCO, 2015.

*w porównaniu z zakupem pojedynczej sztuki

¹Przy zakupie czterech opakowań za pośrednictwem przedstawiciela handlowego VOCO otrzymają Państwo dodatkowe opakowanie gratis. Darmowe produkty zostaną wysłane do Państwa przez firmę VOCO.

Grandio®SO Flowables

Wraz z plastycznym materiałem GrandioSO firma VOCO stworzyła kompozyt do wypełnień najwierniej naśladujący tkanki twarde zębów. W oparciu o tę samą technologię oferujemy Państwu trzy płynne kompozyty o różnej lepkości:

- **Light Flow – niska lepkość**
Precyzja nakładania dzięki wyjątkowo cienkiej kaniuli, właściwości optymalne do stosowania w miejscach trudno dostępnych i niewielkich ubytkach
- **Flow – średnia lepkość**
Świetnie zapływa, uniwersalne zastosowanie i precyzyjna aplikacja
- **Heavy Flow – duża lepkość**
Zwiększona stabilność zapewniająca utrzymanie nadanego kształtu, uniwersalne użycie

Zestaw strzykawki Light Flow	Strzykawki 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO) + kolornik + akcesoria	REF 2585
Zestaw strzykawki Flow	Strzykawki 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO) + kolornik + akcesoria	REF 2720
Zestaw strzykawki Heavy Flow	Strzykawki 5 × 2 g (A2, A3, A3.5, WO, GA5) + kolornik + akcesoria	REF 2680

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie www.voco.dental lub w katalogu produktów.



Przy
zakupie zestawu
oszczędzasz

32%*

Futurabond® U

System Futurabond U powstał w oparciu o rozbudowany proces badań i rozwoju, któremu przyświecał jeden cel: stworzenie uniwersalnego systemu łączącego, który dla dentysty miałby same zalety, byłby niezawodny i sprawiłby, że w gabinecie stomatologicznym nie byłby już potrzebny żaden inny system łączący. Futurabond U ustanawia nowe standardy pod względem siły łączenia oraz elastycznej i wszechstronnej aplikacji.

50 SingleDose

50 × Futurabond U
SingleDose
+ akcesoria

REF 1571

200 SingleDose

200 × Futurabond U
SingleDose
+ akcesoria

REF 1572

Futurabond® U
w praktycznym
opakowaniu
SingleDose



VisCalor® bulk

VisCalor bulk prezentuje całkowicie nowe podejście: materiał łączy w sobie płynność materiału flow podczas nakładania z plastycznością pakowalnego kompozytu umożliwiającą modelowanie. VisCalor bulk jest więc kompozytem, który można stosować zarówno w rozległych, jak i wąskich ubytkach, bez kompromisu w zakresie adaptacji lub wytrzymałości.

Pierwszy
na świecie kompozyt
z technologią lepkości
zależnej od
temperatury



Zalety w skrócie:

- **Innowacyjny materiał**
Podgrzanie materiału sprawia, że jest on płynny w czasie nakładania, a chwilę później można go modelować (technologia lepkości zależnej od temperatury)
- **Oszczędność czasu**
Skuteczne wypełnienia z użyciem tylko jednego materiału
- **Łatwość użycia**
Wąska, długa kaniula ułatwiająca precyzyjne nałożenie materiału bez pęcherzy powietrza

... podgrzej

... nałóż w formie płynnej

... wymodeluj

Zestaw Caps Dispenser

Caps 80 × 0,25 g (16 × uniwersalny, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3)
1 × VisCalor Dispenser

REF 6062

Zestaw Caps Warmer

Caps 80 × 0,25 g (16 × uniwersalny, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3)
1 × Caps Warmer

REF 6063

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie www.voco.dental lub w katalogu produktów.

Celalux® 3

Zestaw zawiera rękojeść, ładowarkę, przewód zasilający z wymiennymi wtyczkami, 2 baterie litowo-polimerowe, światłowód 8mm, gumowa osłonka, instrukcja obsługi)

REF 9090

Profluorid® Varnish

Główną przyczyną nadwrażliwości jest odstąpienie kanalików zębinowych, więc celem leczenia powinno być ich zamknięcie. Profluorid Varnish jest lakierem z fluorem, który skutecznie uszczelnia kanaliki zębinowe odstąpięte w okolicy szyjki zęba lub po opracowaniu ubytku.

Zalety w skrócie:

- Szybkie znoszenie nadwrażliwości i uwalnianie fluoru (5 % NaF $\pm$ 22.600 ppm fluoru)
- Łatwy w aplikacji i odporny na wilgoć
- Dostępny w siedmiu przyjemnych smakach
- Ekonomiczna aplikacja – nanosi się tylko cienką warstwę, wydajność

10 ml Tuba

Melon	REF 1267	Karmel	REF 2232
Mięta	REF 2234	Wiśnia	REF 2233
Pina Colada	REF 2237	Cola Lime	REF 2236

200 × 0,40 ml SingleDose

Melon	REF 1271	Guma balonowa	REF 2239
Mięta	REF 2231	Wiśnia	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola Lime	REF 2241
Karmel	REF 2229		

Mixed Flavour

Tuba 4 × 10 ml
Asortyment: mięta, melon, wiśnia i karmel
REF 2971

Oszczędzasz
25%*

Lakier fluorkowy

do znoszenia
nadwrażliwości
(5 % NaF)



V-Posil®

Imponująca precyzja! – A-silikonowa masa wyciskowa

Obecnie istnieje wiele mas wyciskowych o wysokiej jakości. Podejście rozwojowe firmy VOCO polegało na zaprojektowaniu materiału, który ma wyjątkowe właściwości fizyczne i jednocześnie zapewnia szybkie oraz elastyczne użycie. W ten sposób powstał V-Posil, precyzyjny system, który oferuje elastyczny czas pracy i skrócony czas wiązania. Niezwykle mały kąt zwilżania materiałów korekcyjnych w połączeniu z szybkim wiązaniem V-Posilu zmniejszają możliwość mikroruchów w czasie wiązania masy w jamie ustnej. Dzięki temu wycisk staje się bardziej precyzyjny, co minimalizuje potrzebę wykonywania powtórnych wycisków.

Zestaw startowy	Putty Fast	Kartusz 2 x 380 ml	REF 2991
	Light Fast	Kartusz 2 x 50 ml	
Zestaw startowy	Heavy Soft Fast	Kartusz 2 x 380 ml	REF 2985
	Light Fast	Kartusz 2 x 50 ml	
Zestaw startowy	Mono Fast	Kartusz 2 x 380 ml	REF 2987
	Light Fast	Kartusz 2 x 50 ml	
Zestaw startowy	Putty Fast	Pojemnik 2 x 450 ml	REF 2984
	Light Fast	Kartusz 2 x 50 ml	
Zestaw startowy	Putty Soft Fast	Pojemnik 2 x 450 ml	REF 2904
	Light Fast	Kartusz 2 x 50 ml	



Przy zakupie
zestawu
startowego
oszczędzasz

15%*



VOCO Retraction Paste

Pasta retrakcyjna VOCO jest Twoim niezastąpionym pomocnikiem przy skutecznym, tymczasowym poszerzeniu i osuszeniu bruzdy dziąsłowej. Stwarza warunki niezbędne do uzyskania precyzyjnych wycisków, wykonywanych metodą klasyczną lub cyfrowo. Pastę retrakcyjną VOCO można łatwo i higienicznie nakładać do bruzdy bezpośrednio z innowacyjnej kapsułki *SingleDose*, którą stworzyli inżynierowie VOCO. Pasta z jednej kapsułki wystarczy do 3 filarów.

Zalety w skrócie:

- **Cienka kaniula z elastyczną końcówką**
– łatwa i precyzyjna aplikacja do kieszonki
- **Zmiana lepkości**
– konsystencja pasty jest różna podczas aplikacji i poszerzenia kieszonki
- **Dobra widoczność**
– kontrast z dziąsłem
- **Czysty produkt**
– łatwość i szybkość wypłukiwania



Kaniula ze
specjalną końcówką
dozującą

Łatwa aplikacja
do bruzdy
dziąsłowej

Zestaw 25

Caps 25 x 0,3 g

REF 1012

Zestaw 100

Caps 100 x 0,3 g

REF 1013

Przy
zakupie zestawu
zawierającego
100 kapsułek
oszczędzasz

25%*



Ionolux®

Ionolux jest szkło-jonomerem do wypełnień, stosowanym bez kondycjonera i systemu wiążącego. Kondensowalna konsystencja Ionolux po wymieszaniu ułatwia błyskawiczne wprowadzenie materiału do ubytku i szybkie jego opracowanie, a jego 2 mm warstwę utwardza się w zaledwie 20 sek. Właściwości fizyczne również są przekonujące. Produkt można stosować przy większości wskazań do stosowania amalgamatu.

Zalety w skrócie

- Estetyczna, szybka aplikacja bez kondycjonowania i zastosowania systemu wiążącego
- Indywidualny czas pracy – po wymodelowaniu utwardza się materiał światłem i opracowuje wypełnienie
- Doskonałe własności fizyczne – trwałe i nienaruszone wypełnienia

Oszczędzasz
16%*



Kapsułki aplikacyjne	20 szt.	150 szt.
A1	2117	-
A2	2118	2122
A3	2119	2123
A3.5	2120	-
B1	2121	-

IonoStar® Plus

IonoStar Plus to szkło-jonomerowy materiał do wypełnień oferujący wiele zalet. Po lekkim wyciśnięciu z kapsułki materiał bardzo dobrze zapływa, zapewniając doskonałą adaptację do brzegów ubytku. Następnie, natychmiast zwiększa lepkość, co gwarantuje łatwość modelowania przez co najmniej minutę, bez klejenia do narzędzi. Zmiana lepkości sprawia, że IonoStar Plus idealnie sprawdza się w każdym momencie aplikacji.

Oszczędzasz
11%*



Kapsułki aplikacyjne	20 szt.	150 szt.
A1	2548	-
A2	2543	2546
A3	2544	2547
A3.5	2545	-

*w porównaniu z zakupem pojedynczej sztuki

PAŃSTWA ZAMÓWIENIE

Aby zamówić prezentowane w tym katalogu produkty objęte ofertą specjalną, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy VOCO lub hurtownią stomatologiczną. Oferty obowiązują tylko u partnerów prowadzących sprzedaż detaliczną, biorących udział w programie. Zmiany i błędy zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

Ta broszura została przekazana przez:

VC 84 002230 PL 0923