

# NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

## LABORATORIUM

Oferty ważne do 30 czerwca 2026





Zainspiruj się szerokimi wskazaniami i korzystaj z nieskończonej wszechstronności rozwiązań GC dla tlenku cyrkonu...



Dowiedz się więcej

Struktura




Charakteryzacja struktury




Poznaj technikę pracy


Wykańczanie






Coloring Liquid...technika malowania



Coloring Liquid...technika barwienia



ONESQIN



Zaproś Konsultanta GC do swojego laboratorium i przetestuj dowolne produkty GC!

| WSKAZANIA                                 |                 |         |                                         |                       |                                       |                                        | PROCES                    |                             |                         |
|-------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                           | Inlay/<br>Onlay | Licówki | Korony<br>(odcinek przedni<br>i boczny) | Łączniki<br>hybrydowe | Mosty<br>3-punktowe<br>(do 3 punktów) | Mosty<br>wielopunktowe<br>(>3 punktów) | Malowanie<br>monolityczne | Mikro-<br>warstwowa-<br>nie | Tradycyjne<br>licowanie |
| Initial Zirconia Disk ST*                 |                 |         | ✓                                       | ✓                     | ✓                                     | ✓                                      |                           |                             | 👍                       |
| Initial Zirconia Disk HT*                 |                 |         | ✓                                       | ✓                     | ✓                                     | ✓                                      | 👍                         | 👍                           | 👍                       |
| Initial Zirconia Disk UHT*                | ✓               | ✓       | ✓                                       |                       | ✓                                     |                                        | 👍                         | 👍                           | 👍                       |
| Initial Zirconia Disk<br>Multilayer Elite | ✓               | ✓       | ✓                                       | ✓                     | ✓                                     | ✓                                      | 👍                         | 👍                           |                         |

\*Uwaga: zaleca się stosować z GC Initial Zirconia Coloring Liquid

## Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

Najlepszy wybór, by sprostać najwyższym standardom



Instrukcja  
Techniczna



- Dwutlenek cyrkonu Typ II Klasa V DIN EN ISO 6872
- Wytrzymałość na zginanie: typowa średnia wartość >1.100 MPa
- Szerokie spektrum przejścia przezierności od >45% do >49%
- Szybki proces syntezy dla koron i mostów do 3 punktów



Sprawdź terminy dedykowanych szkoleń!  
Więcej informacji na stronach 22-23.

## Initial Zirconia Coloring Liquid

Płyny koloryzujące na bazie wody do barwienia tlenku cyrkonu przed procesem syntezy




Zredukowana liczba płynów:

- 4 odcienie Cervical
- 4 odcienie Body
- 4 efekty kolorystyczne

Prosta tabela rozcieńczania, aby uzyskać 16 odcieni V-Classic



4 kolory do znakowania ułatwiają wizualizację podczas aplikacji



Art. Nr 10041649

**Initial Zirconia Coloring Liquid Intro Kit;**

770 zł

- 1 x Body A, 50 ml
- 1 x Cervical A, 50 ml
- 2 x Effect (Grey, Neutral), 50 ml
- 2 x Marking Liquid (Red, Blue), 25 ml

Instrukcja Techniczna

Produkt dostępny również w opakowaniach uzupełniających:

**Initial Zirconia Coloring Liquid**

50 ml; 215 zł

- Body A, B, C, D; Cervical A, B, C, D;
- Effect Blue, Grey, Pink, Neutral

**Initial Zirconia Marking Liquid**

25 ml; 100 zł

- Red, Blue, Yellow, Green

**KORZYSTNA CENA**

**DYSK GRATIS!**

**2 435 zł**

Cena zestawu

Zamów Initial Zirconia Coloring Liquid Set + 1 dysk Initial Zirconia Disk 98,5 x 18 mm ST, HT lub UHT GRATIS<sup>1</sup>!

Art. Nr 10041648 **Initial Zirconia Coloring Liquid Set; 2 435 zł**

- 4 x Body (A, B, C, D), 50 ml
- 4 x Cervical (A, B, C, D), 50 ml
- 4 x Effect (Blue, Grey, Pink, Neutral), 50 ml
- 4 x Marking Liquid (Red, Blue, Yellow, Green), 25 ml

Instrukcja Techniczna

**KORZYSTNA CENA**

**4 + 1**

**OD 215 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów 4 uzupełnienia Initial Zirconia Coloring Liquid Refill + 1 uzupełnienie Initial Zirconia Coloring Liquid, Blue, Refill 25 ml GRATIS<sup>1</sup>!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



**Nie przegap naszych warsztatów GC Initial IQ ONE SQIN**

- 23.01.2026r. Katowice
- 06.02.2026r. Kołobrzeg
- 06.02.2026r. Rybnik
- 16.05.2026r. Kalisz

- 30.05.2026r. Wrocław
- 13.06.2026r. Białystok
- 20.06.2026r. Szczecin
- 19.09.2026r. Lublin

## Initial IQ ONE SQIN


System ceramiczny do malowania koloru i nadawania kształtu

Art. Nr 10006991

**Initial IQ ONE SQIN System Set; 3 890 zł**

- 10 x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g
- 1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
- 1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml
- 2 x IQ LP ONE Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4 x IQ LP ONE Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g
- 1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
- 1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml
- 5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
- 1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1 x IQ LP ONE Naczynie do mieszania
- 1 x IQ LP ONE Pędzelek 00
- 1 x IQ LP ONE Pędzelek 02
- 1 x IQ LP ONE Plastikowa osłonka
- 1 x IQ LP ONE Kolornik
- 1 x SPS Kolornik
- 1 x IQ SQIN Instrukcja Techniczna

Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.



Dzięki uprzejmości:  
MDT Stefan Roosen, Austria

**OFERTA SPECJALNA**

**-35%**

**3 890 zł**

~~6 000 zł~~  
Cena zestawu

W cenie zestawu indywidualne szkolenie z Konsultantem GC w Twoim Laboratorium!

## Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

Najlepszy wybór, by sprostać  
najwyższemu standardom

W obliczu szybkiej transformacji cyfrowej w branży  
ważne jest aby nadążyć za tego rodzaju procesem pracy.  
Tlenek cyrkonu jest czymś więcej niż tylko kolejnym  
materiałem odtwórczym - to kolejny krok w kierunku  
poprawy jakości i trwałości Twojej pracy.

### DOSKONAŁA ESTETYKA

Oferujący naturalny odcień i łagodne przejście przezierności  
w odbudowach w odcinku przednim i bocznym.  
Dostępny w 16 odcieniach V-Classic i 3 odcieniach wybielonych.

### WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Zaklasyfikowany do klasy V zgodnie z normą DIN EN ISO 6872 ze średnią  
wartością > 1,100 MPa.

### WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Wszechstronny i uniwersalny, stworzony do szerokiego zakresu wskazań  
klinicznych. W procesie szybkiej lub tradycyjnej syntezy.



### Initial Multilayer Elite

Kolornik wykonany z tlenku cyrkonu



### KORZYSTNA CENA

**3 + 1**

**OD 740 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów 3 dyski Initial Zirconia Disk Multilayer Elite  
w dowolnym rozmiarze i odcieniu  
+ 1 dysk Initial Zirconia Disk Multilayer Elite 98,5 x 20 mm  
w dowolnym odcieniu GRATIS<sup>1</sup>!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

**Skontaktuj się z Konsultantem GC  
i zapytaj o ofertę indywidualną  
dostosowaną do Twoich potrzeb!**

| Rozmiar      | Odcień                                                                                      | Cena     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 98,5 x 14 mm | A1, A2, A3, A3.5, A4,<br>B1, B2, B3, B4,<br>C1, C2, C3, C4,<br>D2, D3, D4,<br>OM1, OM2, OM3 | 740 zł   |
| 98,5 x 16 mm |                                                                                             | 825 zł   |
| 98,5 x 20 mm |                                                                                             | 990 zł   |
| 98,5 x 25 mm |                                                                                             | 1 155 zł |

# Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades & NF GUM Shades

Uniwersalna ceramika w paście do malowania

*initial*<sup>TM</sup>  
Painting Solutions



Zapoznaj się  
z instrukcją  
techniczną



Charakteryzacja zewnętrzna  
oraz wewnętrzna



Zapoznaj się z ulotką  
„Rozwiązania dla  
technik malowania”

Initial IQ Lustre Pastes ONE  
V-Shades Set

+ Initial Zirconia Disk  
Multilayer Elit GRATIS!

**2 940 zł**  
~~3 455 zł~~

Cena zestawu

Zamów 1 zestaw Initial IQ Lustre  
Pastes ONE V-Shades Set  
+ 1 dysk Initial Zirconia Disk Multilayer  
Elite 98,5 x 20 mm w dowolnym odcieniu GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem  
Biura GC na podstawie faktury  
jednorazowego zakupu. Oferta ważna  
po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Sytuacja wyjściowa



Efekt końcowy

## Lustre Pastes ONE




**KORZYSTNA  
CENA**

**4 + 1** **285 zł**  
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania Initial IQ  
Lustre Pastes ONE Refill (4 g)  
+ 1 opakowanie Initial IQ Lustre  
Pastes ONE L-NFL Refill (4 g) GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem  
Biura GC na podstawie faktury  
jednorazowego zakupu. Oferta ważna  
po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## Lustre Pastes NF Gum



## Initial Spectrum Stain

Estetyka poprzez kolor z GC Initial- rozwiązania 2D i 3D do malowania ceramiki

**KORZYSTNA CENA**

**3 + 1** **235 zł**  
Cena jednego opakowania

Zamów: 3 opakowania Initial Spectrum Stain  
Refill, Powder 3g  
+ 1 opakowanie Initial Spectrum Stain Refill,  
Powder SPS-1, 3g, Ivory White GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Art. Nr 10003190  
**Initial Spectrum Stain Set; 2 425 zł\***

\* Oferta ważna po uzgodnieniu  
z Konsultantem GC.

### Szerokie spektrum zastosowań

- Uniwersalna glazura i farby do charakteryzacji
- Indywidualizacja ceramiki nakładanej warstwowo
- Szeroki zakres współczynnika rozszerzalności cieplnej CTE
- Kompatybilny ze wszystkimi ceramikami dentystycznymi
- Jeden zestaw dla całego systemu Initial
- 20 kolorów

# Uwolnij pełen potencjał estetyczny z GC Initial



**Initial MC** - warstwowanie struktur metalowych

**Initial Zr-FS** - warstwowanie struktur z tlenku cyrkonu

**Initial LiSi** - warstwowanie struktur z dwukrzemianu litu

## KORZYSTNA CENA

**5+1**

OD **145 zł\***  
Cena jednego opakowania

Zamów 5 opakowań 20 g Initial MC lub Zr-FS  
w dowolnym odcieniu  
+ opakowanie 20 g D-A2, E-58 lub EOP Booster GRATIS<sup>1</sup>!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

\* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## ZAPYTAJ O OFERTĘ SPECJALNĄ

Kup dwa dowolne zestawy  
ceramik GC z dodatkowym rabatem!

\*Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Zeskanuj, aby  
obejrzeć filmy wideo

### GC Initial MC

Art. Nr 10003150

**Basic Set z opakerem  
w proszku;** 8 785 zł

Art. Nr 10003111

**Basic Set z opakerem  
w paście;** 7 950 zł

Art. Nr 10003151

**Basic Plus Set z opakerem  
w proszku;** 8 740 zł

Art. Nr 10003112

**Basic Plus Set z opakerem  
w paście;** 8 175 zł

### GC Initial MC

Art. Nr 10003113

**Advanced Set;** 5 370 zł

Art. Nr 10003170

**Gum Shade Set z opakerem  
w proszku;** 1 475 zł

Art. Nr 10003171

**Gum Shade Set z opakerem  
w paście;** 1 310 zł

Art. Nr 10003165

**Bleach Set;** 1 810 zł

Art. Nr 10003181

**Initial MC Classic Line Paste  
Opaque Set;** 3 030 zł

### GC Initial Zr-FS

Art. Nr 10003119

**Basic Set;** 10 000 zł

Art. Nr 10003120

**Advanced Set;** 10 000 zł

Art. Nr 10003168

**Bleach Set;** 1 850 zł

Art. Nr 10003172

**Gum Shades Set;** 1 675 zł

### GC Initial LiSi

Art. Nr 10003184

**Initial LiSi Basic Set;** 3 860 zł

Art. Nr 10003185

**Initial LiSi Advanced Set;** 4 680 zł

Wszystkie kolory są również dostępne  
osobno jako opakowania uzupełniające.

# G-CEM ONE™

## Cementowanie łączników hybrydowych poza jamą ustną



G-CEM ONE to podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny cement kompozytowy do łączenia wszystkich uzupełnień **z ceramiki, metalu i kompozytu**. Właściwości i zalety zapewniają również optymalne wykorzystanie podczas klejenia łączników wykonywanych w laboratorium. Dzięki zoptymalizowanemu procesowi utwardzania chemicznego, G-CEM ONE zapewnia doskonałe rezultaty oraz bezpieczne wiązanie - nawet w przypadku, gdy przepuszczalność światła jest ograniczona. Dzięki MDP zawartemu w G-CEM ONE, uzyskuje się wysoką i trwałą siłę wiązania zarówno **z tytanem, jak i tlenkiem cyrkonu** bez konieczności wcześniejszego użycia primerów. W przypadku ceramiki szklanej zaleca się zastosowanie silanu. Dzięki najcieńszej spośród dostępnych na rynku grubości warstwy, wynoszącej zaledwie 5 µm, zapewnia optymalne dopasowanie uzupełnień protetycznych.

\* G-CEM ONE jest dostępny w strzykawce z końcówką mieszającą i nie wymaga wieloetapowej procedury i stosowania wielu komponentów.

### KORZYSTNA CENA

3 + 1

OD 295 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania G-CEM ONE Single Refill  
+ G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque GRATIS<sup>1</sup>!

Zamów 3 opakowania G-CEM ONE Single Refill  
+ 1x GC Initial IQ, Lustre Pastes ONE, Refill 4g, L-NFL GRATIS<sup>1</sup>!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Art. Nr 10006930

**G-CEM ONE Twin Refill A2**

Art. Nr 10006931

**G-CEM ONE Twin Refill Translucent**

Opakowanie Twin Refill zawiera:  
2 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g),  
15 x końcówka mieszająca Automix  
Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca  
Automix Endo Tips  
Cena za opakowanie: 570 zł

Art. Nr 10006932

**G-CEM ONE Single Refill AO3**

Art. Nr 10006933

**G-CEM ONE Single Refill  
White Opaque**

Opakowanie Single Refill  
zawiera: 1 x G-CEM ONE  
strzykawka (4,6 g),  
8 x końcówka mieszająca  
Automix Tips Regular,  
2 x końcówka mieszająca  
Automix Endo Tips  
Cena za opakowanie: 295 zł

Akcesoria:

Art. Nr 10003289

**Automix Tip for Endo**

10 szt. z końcówką  
przedłużającą; 80 zł

Art. Nr 10003335

**Automix Tip Regular**

10 szt.; 75 zł

Odcienie

Odcień uniwersalny

Odcień opakerowy



Translucent



A2



AO3



White Opaque

\* Wszystkie dane dostępne na życzenie.

## G-Multi PRIMER

### Silne połączenie dla wszystkich wskazań

#### Jeden primer do wszystkich substratów!

G-Multi PRIMER wykorzystuje trzy różne czynniki chemiczne dla zapewnienia perfekcyjnej adhezji we wszystkich sytuacjach klinicznych.

Dodanie silanu do primeru, a nie do materiału łączącego, gwarantuje stabilność adhezji.

G-Multi PRIMER

325 zł

Art. Nr 10001350

**G-Multi PRIMER**

butelka 5 ml

Adhezja do ceramiki szklanej,  
ceramiki hybrydowej  
i do kompozytów

Silan

Adhezja do tlenku cyrkonu,  
tlenku glinu i stopów metali  
nieszlachetnych

MDP

Adhezja do stopów metali  
szlachetnych

MDTP





## CERASMART™270

Absorbujące naprężenia bloczki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej

Precyzja, wytrzymałość i elastyczność w połączeniu z łatwą w użyciu, światłoutwardzalną glazurą do pokrywania powierzchni

- Elastyczność umożliwiająca absorpcję naprężeń
- Odporność na ścieranie dla trwałych uzupełnień
- Niezwykle precyzyjne brzegi zapewniające płynne przejścia
- Doskonała polerowalność i trwałość połysku
- Optymalna fluorescencja i przezierność
- Korona podparta na implancie
- Wymiana dużego uzupełnienia kompozytowego wykonanego z użyciem ćwieków okołomiazgowych
- Odbudowa drugiego trzonowca
- Rekonstrukcja zębów w kwadrancie



### KORZYSTNA CENA

4 + 1

10 + 3

OD 550 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie bloczków CERASMART270 (5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!


Zamów 10 opakowań bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 3 opakowania bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Odcienie:  
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3,5 HT, B1 HT  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3,5 LT, B1 LT  
BL  
**Rozmiar 12;** 550 zł za opakowanie  
**Rozmiar 14;** 600 zł za opakowanie  
**Rozmiar 14L;** 650 zł za opakowanie  
Opakowanie zawiera 5 bloczków

Bloczki CERASMART270 są kompatybilne z systemem CEREC i umieszczone w najnowszej aktualizacji oprogramowania CEREC.

### Odcienie



## Initial LRF BLOCK

Bloczek CAD/CAM z ceramiki skalenkowej wzmocnionej leucytem, który wzmacnia strukturę i umożliwia stosowanie zarówno w przednim, jak i bocznym odcinku zębów. Specjalny rozmiar i rozkład kryształów leucytu wpływa na odbicie padającego światła i zapewnia niezwykle estetyczny efekt końcowy.

### Initial LRF BLOCK

350 zł

Cena jednego opakowania

Odcienie:  
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3,5 HT, B1 HT  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3,5 LT, B1 LT  
BL  
**Rozmiar 12;** 350 zł za opakowanie  
**Rozmiar 14;** 350 zł za opakowanie  
**Rozmiar 14L;** 350 zł za opakowanie  
Opakowanie zawiera 5 bloczków





Zeskanuj, aby przejść do strony internetowej: Initial LiSi Block



*initial*<sup>TM</sup>  
LiSi Block



## Initial LiSi Block


W pełni skryszalizowany bloczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu

Wytrzymałość, precyzja i estetyka w całkowicie skryszalizowanym bloczku

Initial LiSi Block jest w pełni skryszalizowanym bloczkiem z dwukrzemianu litu, który zapewnia optymalne właściwości fizyczne bez wypalania. Bloczek cechują wyjątkowe właściwości oparte na opatentowanej przez GC technologii HDM (High Density Micronization) użytej w stomatologii CAD/CAM, aby zapewnić wysoką odporność na ścieranie, precyzyjne krawędzie i estetyczne efekty końcowe. W połączeniu z techniką ONE SQIN – systemem ceramicznym do malowania koloru i nadawania kształtu - można szybko i łatwo osiągnąć jeszcze bardziej estetyczne rezultaty.



Konwencjonalny dwukrzemian litu (IPS e.max CAD)



Technologia HDM dla CAD/CAM (Initial LiSi Block)

## Initial LiSi Block

**520 zł**

Cena jednego opakowania

Odcienie:  
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT  
BL

**Rozmiar 14;** 520 zł za opakowanie  
Opakowanie zawiera 5 bloczków



- Oszczędność czasu - nie wymaga krystalizacji
- Trwała estetyka
- Idealnie dopasowane krawędzie
- Naturalna opalescencja
- Idealna baza dla techniki ONE SQIN
- Po prostu wyfrezuj, pomaluj i zacementuj

### Odcienie



## Initial LiSi Press

Innowacyjna ceramika tłoczona łączy imponującą wytrzymałość z doskonałą estetyką

### Co w Initial LiSi Press

#### na pewno Ci się spodoba:

- nieporównywalna wytrzymałość na zginanie
- wyjątkowa estetyka
- oszczędność czasu
- minimalna ilość warstwy reakcyjnej podczas uwalniania
- przyjazna dla zębów przeciwnastwnych i odporna na ścieranie

### KORZYSTNA CENA

4 + 1

385 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania pastylek Initial LiSi Press (5 x 3 g) + 1 opakowanie Initial LiSi Press (5 x 3 g) w kolorze MT-A1, MT-A2, LT-A1, LT-A2 lub MO-0 GRATIS<sup>1</sup>!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Wysoka przezierność (HT)



Średnia przezierność (MT)



Niska przezierność (LT)



Niska przezierność - koncepcja One Body (LT-IQ)



Średnia opakowość (MO)



Skorzystaj z pomocy Konsultanta GC, doradzi w kwestii ceramiki Initial LiSi Press i zrealizuje uzgodnione promocje we współpracy z autoryzowanym dystrybutorem GC.

## LiSi PressVest

Mniejsze generowanie warstwy reakcyjnej i łatwiejsze usuwanie



### Zatapianie w masie osłaniającej i tłoczenie

Dzięki zastosowaniu w masie osłaniającej unikalnego środka antyadhezyjnego i płynu LiSi PressVest SR, tworzy się „warstwa rozdzielająca” i powstałą warstwę reakcyjną można łatwo usunąć strumieniowym piaskowaniem przy użyciu szklanych perełek.

- Łatwiejsze zatapianie
- Wysoka płynność
- Elastyczny czas obróbki
- Oszczędność czasu
- Więcej miejsca przy umieszczaniu obiektów w formie

### LiSi PressVest Powder

1 015 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003661 **LiSi PressVest Powder**  
60 saszetek x 100 g | 6 kg; 1 015 zł

### LiSi PressVest Liquid

205 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003662 **LiSi PressVest Liquid**  
Butelka | 900 ml; 205 zł

Art. Nr 10003663 **LiSi PressVest SR Liquid**  
Butelka | 100 ml; 315 zł

# GRADIA™ PLUS

Modułowy system kompozytowy do wykonywania uzupełnień pośrednich  
Nowy standard dla naturalnego łączenia i odtwarzania kolorów



- Innowacja wychodząca naprzeciw wskazaniom
- Technologia polimerów ceramicznych
- Czerwona i biała estetyka
- Konsystencja odpowiednia do wskazań
- Wydajny, modułowy i ekonomiczny
- Utwardzanie światłem – technologia LED

## GRADIA PLUS

Art. Nr 10003559 **Layer Set**; 4 400 zł  
Art. Nr 10003652 **Layer Pro Set**; 3 985 zł  
Art. Nr 10003561 **GUM Shades Set**; 2 870 zł  
Art. Nr 10003560 **Paint Set**; 2 780 zł  
Art. Nr 10003563 **Accessory Set**; 2 500 zł  
Art. Nr 10003562 **One Body Set**; 2 455 zł



## KORZYSTNA CENA

5 + 1

OD 205 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 5 strzykawek GRADIA PLUS w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka GRADIA PLUS HB-DA2 lub LB-A GRATIS<sup>1</sup>!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



GRADIA PLUS Refill HB (3,3 ml); 260 zł  
GRADIA PLUS Refill LP (0,8 ml); 230 zł  
GRADIA PLUS Refill LB (2 ml); 205 zł  
GRADIA PLUS Refill Opaque (2 ml); 200 zł



Charakterystyka protez akrylowych, żywic drukowanych, PEEK oraz PMMA

GRADIA PLUS GUM  
w trzech konsystencjach:  
HB - Heavy Body, LB - Light Body oraz LP - Lustre Paint

## GRADIA PLUS GUM - odcienie dziąsłowe



GRADIA PLUS:  
Laboratoryjna  
technika iniekcyjna

## Labolight DUO

GC oferuje teraz wielofunkcyjne urządzenie do utwardzania światłem dla technika, które łączy w sobie dwa tryby utwardzania

Utwardzanie wstępne - tryb stopniowy I Utwardzanie końcowe - tryb pełny



### Najnowsza technologia LED

Wyposażone w diody emitujące światło o dwóch długościach fali, urządzenie GC Labolight DUO może być stosowane do polimeryzacji dowolnego kompozytu GC w bezpieczny i trwały sposób.

Oferuje długość fali w zakresie

380 nm - 510 nm o szczytowej wartości

widma w zakresie:

- 465 nm - 485 nm (12 diod niebieskich)

- 390 nm - 400 nm (3 diody fioletowe)

Technologia ta zapewnia optymalne utwardzanie wszystkich światłoutwardzalnych materiałów dentystycznych, natomiast wysoka moc skraca cykle naświetlania.

OFERTA SPECJALNA

-10%

13 320 zł

~~14 800 zł~~



### Zautomatyzowany system obrotowy

Płyta odbłaskowa skutecznie rozprowadza całe światło i ekspozuje utwardzane prace ze wszystkich stron. Podstawa do utwardzania dokładnie pozycjonuje obiekty podczas wszystkich cykli utwardzania światłem.

## EXACLEAR

Transparentny materiał poliwinylsiloksanowy

- Wysoka przezroczystość umożliwia dokładną kontrolę wzrokową
- Skuteczne utwardzanie światłem dzięki doskonałej przezroczystości
- Optymalna konsystencja umożliwiająca łatwe umieszczenie w łyżce wyciskowej
- Dobre odwzorowanie, optymalna stabilność i odporność na rozerwanie podczas aplikacji



Art. Nr 10001483 **EXACLEAR**; 335 zł  
Opakowanie zawiera: 2 naboje (48 ml),  
6 końcówek mieszających II L

EXACLEAR

335 zł

Cena jednego opakowania

## OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

### Wskazania

- Korony i mosty kompozytowe
- Protezy akrylowe oraz sztuczne zęby
- Tymczasowe korony i mosty z żywicy
- Frezowane odbudowy z ceramiki hybrydowej np. CERASMART270
- Frezowane prace z PMMA
- Drukowane prace tymczasowe

### OPTIGLAZE color Set

-25%

2 425 zł

~~3 235 zł~~

Cena zestawu

Art. Nr 10001150 **OPTIGLAZE color Set**; 2 425 zł  
15 x OPTIGLAZE color (A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red), 2,6 ml, 2 x OPTIGLAZE color (Clear, Clear HV), 5 ml, akcesoria



Sytuacja wyjściowa



Efekt końcowy

Dzięki uprzejmości:  
MDT Stefan Roosen, Austria

### OPTIGLAZE color Refill

-20%

215 zł

~~265 zł~~

Cena jednego opakowania

OPTIGLAZE color dostępny również w opakowaniach uzupełniających: A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red, Cena za pojedyncze opakowanie butelka 2,6 ml; 215 zł

Clear, Clear HV  
Cena za pojedyncze opakowanie butelka 5 ml; 215 zł

## Temp PRINT

Światłoutwardzalny kompozyt do druku 3D tymczasowych koron i mostów  
Tworzenie mostów na przyszłość

### Łatwe drukowanie złożonych uzupełnień bez strat materiału!

GC Temp PRINT jest **biokompatybilnym materiałem klasy IIa** do tymczasowych koron i mostów bez metakrylanu metylu (MMA). Jest przeznaczony do drukowania 3D opartego na systemach, które działają przy długości fali od 385 do 405 nm. Ma **doskonałe właściwości mechaniczne** i pozostaje stabilny podczas przechowywania. Ponadto można go idealnie zabarwić za pomocą OPTIGLAZE color - prostego rozwiązania, dzięki któremu Twoje uzupełnienia drukowane w technologii 3D zyskają połysk i charakter.



### TEMP PRINT

1 175 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10004798 **Temp PRINT Light**, 500 g  
Art. Nr 10004797 **Temp PRINT Medium**, 500 g

## Aadva Lab Scanner 3

Oparty na sztucznej inteligencji,  
kontrolowany gestami skaner  
laboratoryjny

Poszukujesz wyjątkowego i ekscytującego procesu  
skanowania?

GC oferuje pierwszy na świecie skaner laboratoryjny kontrolowany  
za pomocą opatentowanej sztucznej inteligencji!  
Aadva Lab Scanner 3 oferuje zupełnie nową jakość pracy.

### Opatentowana technologia projekcji

- Ekscytujący i wyjątkowy proces skanowania
- Projekcja kolejnych etapów skanowania na modelu

### Automatyczne pozycjonowanie osi Z oparte na sztucznej inteligencji

- Płyta skanera automatycznie pozycjonuje się na podstawie informacji o skanowanym obiekcie bez obsługi operatora



### Bezpieczeństwo, szybkość i jakość

- Bezpieczeństwo światła niebieskiego
- Klasa promieniowania optycznego 0\*
- Dokładność 4  $\mu$  zgodnie z ISO12836
- 12 s pełne skanowanie łuku



\* Źródło: Prall C, Friemel J.  
Dental 3D Scanner  
- Czynniki ryzyka J Osseointegr  
2021;13(4):S289-S292

## ALS 3

OD 59 500 zł

Jesteś zainteresowany  
skanerem ALS 3?

Skontaktuj się z nami pod adresem  
[info.poland@gc.dental](mailto:info.poland@gc.dental)  
lub zadzwoń do Konsultanta GC!



**PROWADZĄCY**  
TD Jędrzej Komoda

ALS3 & EXOCAD TOUR

- 23.01.2026r. Gorlice
- 24.01.2026r. Lublin
- 25.01.2026r. Katowice
- 29.05.2026r. Wrocław
- 12.06.2026r. Białystok
- 18.09.2026r. Lublin

Warsztat praktyczny CAD/CAM

„Pełen protokół pracy w tworzeniu  
naturalnych uzupełnień pełnokonturowych”

Aadva™

## Fujivest® Platinum II

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Precyzyjne rozwiązania dla najwyższych wymagań.  
Masa osłaniająca specjalnie opracowana do stopów metali szlachetnych i półszlachetnych.

**KORZYSTNA CENA**

**OD 840 zł**

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003339 **Fujivest Platinum II, Powder**  
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 985 zł

Art. Nr 10003340 **Fujivest Platinum II, Powder**  
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 840 zł

**Płyn**

Art. Nr 10003343  
**Fujivest Platinum II, Liquid**  
Butelka | 900 ml; 170 zł

## Fujivest® Premium

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Przyjazny sposób stosowania w codziennej pracy.  
Fujivest Premium masa osłaniająca do koron i mostów właściwa do wszystkich typów stopów dentystycznych, szczególnie stopów metali nieszlachetnych.

**KORZYSTNA CENA**

**OD 700 zł**

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003213 **Fujivest Premium, Powder**  
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 700 zł

Art. Nr 10003214 **Fujivest Premium, Powder**  
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 795 zł

**Płyn**

Art. Nr 10003215  
**Fujivest Premium, Liquid**  
Butelka | 900 ml; 170 zł

## LiSi PressVest

LiSi PressVest jest szybką, bezgrafitową masą osłaniającą o fosforanowym czynniku wiążącym przeznaczoną do technik ceramiki tłocznej, która zapewnia łatwiejszą, szybszą i bardziej bezpieczną procedurę przetwarzania.

**KORZYSTNA CENA**

**1 015 zł**

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003661 **LiSi PressVest Powder**  
60 saszetek x 100 g | 6 kg; 1 015 zł



**Płyn**

Art. Nr 10003662  
**LiSi PressVest Liquid**  
Butelka | 900 ml; 205 zł

Art. Nr 10003663  
**LiSi PressVest SR Liquid**  
Butelka | 100 ml; 315 zł

## Fujivest® Super

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Masa osłaniająca przeznaczona do precyzyjnych odlewów ze stopów metali szlachetnych, półszlachetnych i na bazie palladu, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanych odlewów do implantów.

**KORZYSTNA CENA**

**OD 865 zł**

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10001778 **Fujivest Super, Powder**  
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 945 zł

Art. Nr 10001776 **Fujivest Super, Powder**  
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 865 zł

**Płyn**

Art. Nr 10001777  
**Fujivest Super, Liquid**  
Butelka | 900 ml; 175 zł

## Fujivest® II

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniająca



Masa osłaniająca do precyzyjnych odlewów koron i mostów ze wszystkich stopów dentystycznych, w tym Ni-Cr i Co-Cr.

**KORZYSTNA CENA**

**OD 920 zł**

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10001770 **Fujivest II, Powder**  
100 saszetek x 60 g | 6 kg; 1 000 zł

Art. Nr 10001771 **Fujivest II, Powder**  
40 saszetek x 150 g | 6 kg; 920 zł

Art. Nr 10001773 **Fujivest II, Powder**  
67 saszetek x 90 g | 6 kg; 980 zł

**Płyn**

Art. Nr 10001772  
**Fujivest II, Liquid**  
Butelka | 900 ml; 175 zł

## GC FUJIROCK® EP

Sprawdzona linia produktów w różnych wersjach spełniająca wymagania do wszystkich wskazań



**FUJIROCK**

**-20%**

**OD 175 zł**



Art.-Nr. 890226 **FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown** 12 kg; 375 zł  
Art.-Nr. 890222 **FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown** 5 kg; 195 zł  
Art.-Nr. 890225 **FUJIROCK EP, Classic Line, Topaz Beige** 5 kg; 215 zł

Art.-Nr. 890365 **FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow**, 11 kg; 385 zł  
Art.-Nr. 890364 **FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow**, 4 kg; 175 zł  
Art.-Nr. 890366 **FUJIROCK EP, Premium Line, Polar White**, 4 kg; 175 zł  
Art.-Nr. 890367 **FUJIROCK EP, Premium Line, Inca Brown**, 4 kg; 175 zł  
Art.-Nr. 890368 **FUJIROCK EP, Premium Line, Titanium Grey**, 4 kg; 175 zł

## GC FUJIROCK EP Premium

Linia **FUJIROCK EP Premium** została opracowana z myślą o wskazaniach do różnych zaawansowanych technik wymagających najwyższej jakości i precyzji, takich jak nadbudowy implantów i prace pełnoceramiczne.

Model roboczy do szczególnie wymagających przypadków wykonany z gipsu **FUJIROCK EP** linii Premium, spełnia wszystkie wymagania procesu technologicznego i stanowi doskonałą podstawę do modelowania, maski dziąsłowej, skanowania cyfrowego, dopasowywania i sprawdzania pracy protetycznej oraz indywidualizacji i ostatecznego wykończenia.



|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Stosunek proszek/płyn               | 100 g/20 ml |
| Ręczne mieszanie                    | 15 sek.     |
| Mieszanie próżniowe                 | 45 sek.     |
| Czas wiązania                       | 9-12 min.   |
| Czas uwalniania                     | 25-35 min.  |
| Ekspansja podczas wiązania (po 2 h) | ≤ 0.09 %    |
| Wytrzymałość na ściskanie           | ≈ 60 MPa    |

## GC FUJIROCK EP Classic

Jeden z najbardziej cenionych na świecie najwyższej jakości gips dentystyczny klasy IV.

**FUJIROCK EP Classic**, „klasyk wśród gipsów” jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich rodzajów prac protetycznych. Łączy w sobie najwyższą precyzję, doskonałą stabilność krawędzi i wytrzymałość na ściskanie. **FUJIROCK EP Classic** charakteryzuje się niską lepkością, a jednocześnie tiksotropią, co zapewnia doskonałe właściwości użytkowe i łatwe odlewanie bez pęcherzyków powietrza. Prawdziwie doskonały uniwersalny gips.



|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Stosunek proszek/płyn               | 100 g/20 ml |
| Ręczne mieszanie                    | 15 sek.     |
| Mieszanie próżniowe                 | 45 sek.     |
| Czas wiązania                       | 10-13 min.  |
| Czas uwalniania                     | 30-40 min.  |
| Ekspansja podczas wiązania (po 2 h) | ≤ 0.09 %    |
| Wytrzymałość na ściskanie           | ≈ 53 MPa    |

## PATTERN RESIN LS

### Żywica modelowa o niskiej kurczliwości

Sprawdzona żywica modelowa do wykonywania koron teleskopowych, niestandardowych zaczepów, elementów retencyjnych, łączników implantów lub modeli z żywicy do galwanotechniki

- Minimalny skurcz: precyzyjne modele i odlewy
- Wysoka wytrzymałość i stabilność: możliwa do osiągnięcia bardzo cienka warstwa
- Wypala się bezresztkowo: gładka, czysta powierzchnia odlewu
- Łatwa do opracowania: może być stosowana bezpośrednio w ustach



## PATTERN RESIN LS

445 zł

Cena zestawu

Art. Nr 10003198 **PATTERN RESIN LS**

Zestaw zawiera: proszek 100 g, płyn 105 ml, 2 pojemniki do mieszania, pędzelek N° 4, pipeta

## Initial CAST NP

### Stop odlewniczy na bazie chromo-kobaltu do koron i mostów

Art. Nr 10003648 **Initial CAST NP**, 250 g; 750 zł  
Art. Nr 10003649 **Initial CAST NP**, 500 g; 1 395 zł  
Art. Nr 10003650 **Initial CAST NP**, 1000 g; 2 690 zł



Kompatybilny z większością ceramiek stosowanych do licowania na metalu WRC 14,1 x 10-6 K-1 (25-500°)

- Optymalna płynność i doskonałe rezultaty odlewania
- Bardzo drobna struktura cząsteczkowa
- Gładka i zwarta powierzchnia po odlaniu
- Niski stopień utleniania - nawet po wielokrotnym napalaniu ceramiki
- W celu uzyskania optymalnych efektów odlewania polecane są fosforanowe masy osłaniające: GC Fujivest Premium i GC Fujivest II



## CERAMIC PRIMER II

Uniwersalny primer przeznaczony do przygotowania powierzchni ceramiki, kompozytu, włókien szklanych i ceramiki hybrydowej przewidzianych do łączenia lub naprawy.

Art. Nr 10001203 **CERAMIC PRIMER II**, butelka 3 ml; 435 zł



## Acrylic Primer

Utworzony światłem primer umożliwia połączenie światłoutwardzalnego kompozytu z konwencjonalną żywicą akrylową stosowaną w pracach protetycznych w celu indywidualizacji odcieni i korekty kształtu.

Art. Nr 10003646 **Acrylic Primer**, butelka 6 ml; 315 zł



## METAL PRIMER Z

Jednoetapowy primer do uzyskania silnego połączenia między podbudowami z metalu i każdym rodzajem materiału na bazie żywicy. Może być stosowany ze wszystkimi stopami dentystycznymi.

Art. Nr 10001265 **METAL PRIMER Z**, butelka 5 ml; 885 zł

# OFERTA SPECJALNA

obowiązująca do 30.06.2026 r.

|                                               | KUP                                                        | OTRZYMASZ GRATIS*                                                             | CENA                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CERASMART270</b>                           |                                                            |                                                                               |                                          |
| <b>4 + 1</b>                                  | CERASMART270 x 4                                           | 1 x CERASMART270 A2 LT lub HT Refill,<br>w rozmiarze 14                       | w rekomendowanych<br>cenach detalicznych |
| <b>10 + 3</b>                                 | CERASMART270 x 10                                          | 3 x CERASMART270 A2 LT lub HT Refill,<br>w rozmiarze 14                       | w rekomendowanych<br>cenach detalicznych |
| <b>G-CEM ONE</b>                              |                                                            |                                                                               |                                          |
| <b>3 + 1</b>                                  | G-CEM ONE Twin Refill x 1<br>+ G-CEM ONE Single Refill x 1 | 1 x G-CEM ONE Single Refill<br>AO3 lub White Opaque                           | 865 zł                                   |
| <b>3 + 1</b>                                  | G-CEM ONE Single Refill x 3                                | 1 x G-CEM ONE Single Refill<br>AO3 lub White Opaque                           | 885 zł                                   |
| <b>3 + 1</b>                                  | G-CEM ONE Single Refill x 3                                | 1 x Initial IQ, Lustre Pastes ONE,<br>Refill 4g, L-NFL                        | 885 zł                                   |
| <b>GRADIA PLUS</b>                            |                                                            |                                                                               |                                          |
| <b>5 + 1</b>                                  | GRADIA PLUS Refill x 5                                     | 1 x GRADIA PLUS HB-DA2 lub LB-A Refill                                        | w rekomendowanych<br>cenach detalicznych |
| <b>Initial LiSi Press</b>                     |                                                            |                                                                               |                                          |
| <b>4 + 1</b>                                  | Initial LiSi Press (5x 3g) x 4                             | 1 x Initial LiSi Press (5x 3g) MT-A1, MT-A2,<br>LT-A1, LT-A2 lub MO-0         | 1 540 zł                                 |
| <b>Initial Veneering Ceramics</b>             |                                                            |                                                                               |                                          |
| <b>5 + 1</b>                                  | Initial MC, Refill, 20g x 5                                | 1 x Initial MC (20g) DA-2, E-58<br>lub Enamel Opal Booster                    | w rekomendowanych<br>cenach detalicznych |
| <b>5 + 1</b>                                  | Initial Zr-FS, Refill, 20g x 5                             | 1 x Initial Zr-FS (20g) DA-2, E-58<br>lub Enamel Opal Booster                 | w rekomendowanych<br>cenach detalicznych |
| <b>Initial Zirconia Coloring Liquid</b>       |                                                            |                                                                               |                                          |
| <b>4 + 1</b>                                  | Initial Zirconia Coloring Liquid, Refill x 4               | 1 x Initial Zirconia Coloring Liquid,<br>Blue, Refill 25 ml                   | 860 zł                                   |
| <b>SET + 1</b>                                | Initial Zirconia Coloring Liquid SET, 700g x 1             | 1 x Initial Zirconia Disk 98,5 x 18 mm<br>o przezierności ST, HT lub UHT      | 2 435 zł                                 |
| <b>Initial IQ ONE SQIN</b>                    |                                                            |                                                                               |                                          |
| <b>4 + 1</b>                                  | GC Initial IQ, SQIN, Refill x 4                            | 1 x Initial IQ, SQIN, Refill (10g)<br>Enamel E-58 lub TO-Booster              | 680 zł                                   |
| <b>Initial IQ Lustre Pastes ONE</b>           |                                                            |                                                                               |                                          |
| <b>4 + 1</b>                                  | Initial IQ, Lustre Paste ONE, Refill x 4                   | 1x Initial IQ, Lustre Paste ONE,<br>Refill 4g, L-NFL                          | 1 140 zł                                 |
| <b>SET + 1</b>                                | Initial IQ, Lustre Pastes ONE, V-Shades Set x 1            | 1 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite<br>98,5 x 20 mm w dowolnym kolorze | 2 940 zł                                 |
| <b>Initial Spectrum Stain</b>                 |                                                            |                                                                               |                                          |
| <b>3 + 1</b>                                  | Initial Spectrum Stain Refill, Powder x 3                  | 1 x Initial Spectrum Stain Refill,<br>Powder SPS-1, 3g, Ivory White           | 705 zł                                   |
| <b>Initial Zirconia Disk</b>                  |                                                            |                                                                               |                                          |
| <b>3 + 1</b>                                  | Initial Zirconia Disk, ST/HT/UHT x 3                       | 1x Initial Zirconia Disk 98,5 x 18 mm<br>o przezierności ST, HT lub UHT       | w rekomendowanych<br>cenach detalicznych |
| <b>Initial Zirconia Disk Multilayer Elite</b> |                                                            |                                                                               |                                          |
| <b>3 + 1</b>                                  | Initial Zirconia Disk Multilayer Elite x 3                 | 1 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite<br>98,5 x 20 mm w dowolnym kolorze | w rekomendowanych<br>cenach detalicznych |
| <b>3 + 1</b>                                  | Initial Zirconia Disk Multilayer Elite x 3                 | 1 x Initial Zirconia Coloring Liquid,<br>Body A, 50 ml                        | w rekomendowanych<br>cenach detalicznych |
| <b>3 + 1</b>                                  | Initial Zirconia Disk Multilayer Elite x 3                 | 1 x Initial IQ, Lustre Paste ONE,<br>Refill 4 g, L-NFL                        | w rekomendowanych<br>cenach detalicznych |

\* GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



# THE 6<sup>TH</sup> INTERNATIONAL DENTAL



**6. Międzynarodowe  
Symposium  
Stomatologiczne**  
- Zdobądź wiedzę,  
Stwórz „8 miliardów”  
uśmiechów!

**Tokyo International Forum** • 5-1 Marunouchi 3-chome • Chiyoda-ku, Tokio, Japonia

## Tydzień perfekcji z GC w Japonii!

Świętuj 70-lecie istnienia GC Membership Society, słuchając inspirujących wykładów światowych liderów i biorąc udział w praktycznych sesjach poświęconych najciekawszym trendom naszych czasów. Odkryj najnowsze badania, spostrzeżenia kliniczne i innowacje produktowe kształtujące przyszłość stomatologii i nawiąż kontakt ze specjalistami z całego świata. Po zakończeniu sympozjum weź udział w ciekawych wydarzeniach towarzyskich i zanurz się w bogatej kulturze Tokio, dzięki ekskluzywnym wycieczkom krajoznawczym. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by poszerzać wiedzę, nawiązywać kontakty i świętować – wszystko w ramach jednego niezwykłego wydarzenia!

- 72 wykłady ekspertów o międzynarodowej renomie w dziedzinie stomatologii
- Warsztaty praktyczne odpowiadające aktualnym trendom
- Możliwości nawiązywania kontaktów, wydarzenia towarzyskie i ekskluzywne wycieczki krajoznawcze
- Punkty za kształcenie ustawiczne (CE) akredytowane zgodnie z ADA/CERP



Bądź jednym z pierwszych!  
Zarejestruj się bez zobowiązań  
i otrzymaj istotne informacje  
już na wczesnym etapie.

Zarejestruj się  
już teraz!

# INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Register NOW



The 70th anniversary of the GC Membership society

**2026.10.3** SAT **4** SUN

**Tokyo International Forum**  
(Chiyoda City, Tokyo)





**PROWADZĄCY**  
CTD Dirk Galle

- 11.03-14.03.2026r.
  - 30.09-03.10.2026r.
- Leuven, Belgia

Dwudniowy kurs w centrum szkoleniowo-edukacyjnym GC Europe Campus

## „Zirconia 360 - nowoczesne systemy ceramiczne”

- Technika indywidualizacji struktur cyrkonowych przed procesem synteryzacji przy użyciu GC Initial Zirconia Coloring Liquid.
- Technika malowania oraz mikrowarstwowania struktur cyrkonowych ceramiką w paście GC Lustre Pastes ONE oraz GC Initial IQ ONE SQIN
- Odtworzenie prawidłowej tekstury oraz naturalnego połysku gotowej pracy



**PROWADZĄCY**  
MDT Stefan Roozen

- 04.09.2026r. Gdańsk
- 05.09.2026r. Gdańsk
- 20.11.2026r. Kraków
- 21.11.2026r. Kraków

Mistrzowski kurs z napalania ceramiki GC Initial IQ ONE SQIN

## „Gradient koloru i jego inteligentna imitacja”

- Poznaj techniki tworzenia naturalnych uzupełnień monolitycznych, w możliwie najbardziej realistyczny sposób
- Odkryj estetyczne możliwości ceramiki GC Initial IQ ONE SQIN w autorskich recepturach stworzonych do uzyskania maksymalnej estetyki w zaledwie jednej mikrowarstwie



**PROWADZĄCA**  
TD Justyna Kasta

- 20-21.02.2026r. Wrocław
- 23-24.10.2026r. Gdańsk
- 13-14.11.2026r. Kraków

Dwudniowy zaawansowany kurs z warstwowania ceramiką GC Initial Zr-FS

## „THE GOOD, THE BAD, THE UGLY”

- Poczuj się swobodnie w systemie GC Initial Zr-FS
- Wyjątkowe wyzwania kolorystyczne wymagają kreatywnego podejścia, szeroka paleta kolorów GC Initial gwarantuje swobodę twórczą



**PROWADZĄCY**  
TD Jędrzej Komoda

- 29-30.05.2026r. Wrocław
- 12-13.06.2026r. Białystok
- 16-17.10.2026r. Kielce
- 30-31.10.2026r. Katowice

Dwudniowy zaawansowany kurs obejmujący projekt CAD oraz protokół postępowania ze strukturami cyrkonowymi od EXOCAD do SQIN

## „ALL on X - od E do S”

- Kompletny protokół pracy gwarantujący pasowność, funkcje oraz estetykę rozległych prac na implantach
- Indywidualizacja i opracowanie tlenku cyrkonu przed procesem synteryzacji oraz prawidłowe wykończenie gotowej pracy

Warsztat praktyczny z rozwiązań GC do malowania i charakteryzacji

## „Kształt i tekstura z uwzględnieniem biotypu pacjenta”

- Analiza estetyki oraz biotypu pacjenta
- Pokaz charakteryzacji struktur frezowanych z GC Initial Zirconia Disk Multilayer Elite przed procesem synteryzacji oraz indywidualizacja uzupełnień monolitycznych
- Rekonstrukcja części organicznej oraz nieorganicznej za pomocą systemu do malowania i mikrowarstwowania GC Initial IQ ONE SQIN

Warsztat praktyczny z tworzenia estetycznych prac pełnoceramicznych

## „Maksymalna estetyka przy użyciu mikrowarstwy”

- Przywróć życie swoim uzupełnieniom monolitycznym z GC Initial IQ ONE SQIN
- Uzyskaj naturalną przezierność, piękną glazurę i właściwy poziom fluorescencji w pracach z tlenku cyrkonu oraz dwukrzemianu litu
- Odkryj pełen protokół pracy z zastosowaniem rozwiązań GC Initial Zirconia od prawidłowego doboru dysków cyrkonowych, ich indywidualizacji, aż po mikrowarstwowanie

Warsztaty praktyczne z technik pracy kompozytem

## „Estetyka biała i czerwona - GC GRADIA PLUS”

- wykonanie estetycznej protezy - projekt CAD i druk 3D

## „Płynna procedura z GC GRADIA PLUS Light Body” - technika iniekcyjna i technika malowania

- od diagnostycznego wax-up'u do estetycznego uzupełnienia

Warsztaty praktyczne z napalania ceramiki GC Initial MC

## „Poznaj i pokochaj ceramikę GC Initial MC”

- nowe perspektywy dla ceramiki na metal

## „GC Initial MC - warstwowanie bliżej natury”

- licówki skalenkowe na masie ogniotrwałej



**PROWADZĄCY**  
TD Bob Elst

- 23.04.2026r. Warszawa
- 24.04.2026r. Kraków
- 25.04.2026r. Katowice



**PROWADZĄCY**  
TD Jędrzej Komoda  
TD Jakub Dutkiewicz

- 06.02.2026r. Kołobrzeg
- 06.02.2026r. Rybnik
- 16.05.2026r. Kalisz
- 30.05.2026r. Wrocław
- 13.06.2026r. Białystok
- 20.06.2026r. Szczecin
- 19.09.2026r. Lublin
- 14.11.2026r. Bielsko-Biała



**PROWADZĄCY**  
TD Justyna Kasta  
TD Jakub Dutkiewicz

- 24.01.2026r. Częstochowa
- 14.02.2026r. Rzeszów
- 13-14.03.2026r. Wrocław
- 24.04.2026r. Katowice
- 25.04.2026r. Tychy
- 09.10.2026r. Warszawa
- 16.10.2026r. Zielona Góra
- 17.10.2026r. Głogów



**PROWADZĄCE**  
TD Laura Klucznik  
TD Anna Nawrot-Giętkowska

- 07.02.2026r. Koszalin
- 13.02.2026r. Warszawa
- 07.03.2026r. Szklarska Poręba
- 15.05.2026r. Wrocław
- 12.06.2026r. Katowice
- 13.06.2026r. Częstochowa
- 21.06.2026r. Szczecin
- 18.09.2026r. Wrocław
- 10.10.2026r. Warszawa
- 13.11.2026r. Bielsko-Biała

## Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą Państwu indywidualnej porady.




Tomasz Markowski  
SZCZECIN / POZNAŃ /  
GDANSK / TORUŃ / OLSZTYN  
M. +48 698 648 384  
Tomasz.Markowski@gc.dental  
**Technika Dentystyczna**



Marcin Sidor  
WROCŁAW / OPOLE /  
ZIELONA GÓRA / KALISZ /  
KATOWICE / CZĘSTOCHOWA  
M. +48 508 278 585  
Marcin.Sidor@gc.dental  
**Technika Dentystyczna**



Rafał Rumak  
WARSZAWA / BIAŁYSTOK / ŁÓDŹ /  
LUBLIN / RZESZÓW / KRAKÓW /  
KIELCE  
M. +48 698 167 808  
Rafal.Rumak@gc.dental  
**Technika Dentystyczna**



Odwiedź naszą stronę internetową:  
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:  
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:  
[www.youtube.com/user/GCEuropeProducts](https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts)



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:  
[https://www.instagram.com/gc\\_poland/](https://www.instagram.com/gc_poland/)